



# BODY TEMPERATURE CHECKER



- ・ 人体の体温を非接触にて計測します。
- ・ 画面に体温と対象者の熱画像が表示、記録されます。
- ・ 計測可能距離30cm程度（センサに顔を近づけます）。
- ・ 判定時間 約1秒
- ・ 機材のレンタルを実施しております。
- ・ 現場設置対応も承ります。

※顔の表皮温度から体温を算定します。マスクなどを外して測定することが必要です。

※表示用ディスプレイ、HDMIケーブル、マウス、AC100Vはお客様にてご準備ください。

※センサ設置環境に馴染んだ状態でないとう体温が正確に計算されません。極端に気温の異なる場所からの計測には注意が必要です。

※本製品は温度によるスクリーニングを目的としており、正確な体温を保証する医療機器ではありません。センサにて異常温度を検知した場合は体温計などで再度計測をいただく必要があります。

**<お問合せ> 以下までメールにてお問合せください。**  
**株式会社センサーズ・アンド・ワークス**  
 Info\_SW@sensorsandworks.com